

# PASSO A PASSO AUTOTESTE HIV

A caixa contém:



Fazendo seu teste:

- 1 PREPARE**  

BASE MAIOR  
 POSICIONE O SUPORTE DO TESTE NUMA SUPERFÍCIE PLANA COM BASE MAIOR PARA BAIXO
- 2**  

ABRA O SACHÊ DO TESTE NO PICOTE (>>>)
- 3**  

RETIRE A CÁPSULA DO TAMPÃO DO DISPOSITIVO DE TESTE
- 4**  

INSIRA A CÁPSULA DO TAMPÃO NO SUPORTE DO TESTE  
 LACRE  
 CÁPSULA DO TAMPÃO NA POSIÇÃO FINAL
- 5**  

ABRA O SACHÊ DE ÁLCOOL E A GAZE ESTÉRIL
- 6**  

LIMPE O DEDO COM ÁLCOOL E DEIXE SECAR
- 7**  

ENCOSTE A PARTE VERMELHA DA LANCETA E PRESSIONE FIRMEMENTE PARA PERFURAR UMA GOTTA DE SANGUE A PELE  
 APORTE O DEDO SUAVEMENTE PARA FORMAR
- 8**  

PREENCHA A PONTA DO DISPOSITIVO DE TESTE COM SANGUE
- 9 EXECUTE**  

POSICIONE O DISPOSITIVO VERTICALMENTE ACIMA DO SUPORTE DO TESTE  
 EMPURRE FIRME ATÉ OUVIR TRÊS CLIQUES  
 ATRAVÉS DO LACRE DE ALUMÍNIO ATÉ O FUNDO.  
 VERIFIQUE SE HÁ UM FLUXO DE COR ROSA EM ATÉ 1 MINUTO  
 1º Clique  
 2º Clique  
 3º Clique
- 10**  

FLUXO ROSA  
 NÃO HÁ FLUXO ROSA  
 SE NÃO HOUVER FLUXO ROSA, EMPURRE O DISPOSITIVO DE TESTE MAIS FUNDO NA CÁPSULA DO TAMPÃO
- 11**  

ESPERE 15 MINUTOS  
 LEIA O RESULTADO ENTRE 15 - 20 MINUTOS  
 NUNCA LEIA O RESULTADO APÓS 20 MINUTOS
- 12**  

USE A GAZE ESTÉRIL SECA PARA LIMPAR O DEDO E COLOQUE O CURATIVO
- 13 INTERPRETE O RESULTADO**  

<p><b>RESULTADO NÃO REAGENTE</b>                      Se o seu autoteste se parece com o exemplo abaixo, o resultado é negativo (não reagente).                      1 linha visível: a linha controle.</p>	<p><b>RESULTADO REAGENTE</b>                      Se o seu autoteste se parece com um dos exemplos abaixo, o resultado é positivo (reagente).                      2 linhas visíveis: a linha controle e a linha teste.</p>	<p><b>RESULTADO INVÁLIDO</b>                      Se o seu autoteste se parece com um dos exemplos abaixo, o resultado é inválido.</p>
---	---	--

A intensidade das linhas pode variar de forte a fraco